



团 体 标 准

T/GDMDMA 0043—2025

血气/电解质和代谢物分析仪

Blood gas, electrolyte and metabolite analyzer

2025-05-28 发布

2025-05-28 实施

广东省医疗器械管理学会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市理邦精密仪器股份有限公司提出。

本文件由广东省医疗器械管理学会归口。

本文件起草单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳市康立生物医疗有限公司、广州市浩通贸易有限公司、西门子医学诊断产品(上海)有限公司、广东省医疗器械质量监督检验所、深圳市市场监督管理局、深圳市市场监督管理局许可审查中心、北京大学深圳医院、深圳市龙华区中心医院、暨南大学附属第一医院。

本文件主要起草人：谢瑛瑛、陈凯、侯兴凯、王雯雯、鄢玲莉、李国霞、叶仲明、罗淑芳、邹明明、张文忠、樊尚荣、潘光添、杨升富、梅林、陈勇强、张钰、黄飏、胡杏仪、张雪。

血气/电解质和代谢物分析仪

1 范围

本文件规定了血气/电解质和代谢物分析仪的基本参数、要求、标签、标记、使用说明书、包装、运输和贮存,描述了试验方法。

本文件适用于采用电极为传感器,通过电化学技术,对人体血液样本或其他体液样本进行血气项目酸碱度(pH)、二氧化碳分压($p\text{CO}_2$)、氧分压($p\text{O}_2$),电解质项目钠离子(Na^+)、钾离子(K^+)、氯离子(Cl^-)、钙离子(Ca^{2+}),代谢物项目葡萄糖(Glu)、乳酸(Lac)等检测的血气/电解质和代谢物分析仪。

注:包含上述全部或部分项目,且与上述检测方法相同的分析仪器参照执行,包括但不限于血气/电解质和代谢物分析仪。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注年代日期的引用文件,仅该年代日期对应的版本适用于本文件;不注年代日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 14710 医用电器环境要求及试验方法

GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求

GB/T 18268.26 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备

GB/T 29791.3 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息(标示) 第3部分:专业用体外诊断仪器

GB/T 42125.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

YY 0648 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分:体外诊断(IVD)医用设备的专用要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

准确度 accuracy

测量结果与被测量真值之间的一致程度。

3.2

精密度 precision

在规定条件下,对同一或相似被测对象重复测量得到测量示值或测得量值间的一致程度。

3.3

线性 linearity

给出的测量结果与样品中被测量的值直接成比例的能力。

3.4

稳定性 stability

测量仪器的计量特性随时间不变化的能力。

3.5

携带污染率 carry-over rate

由测量系统将一个检测样品反应携带到另一个检测样品反应的分析物不连续量,由此错误地影响了另一个检测样品的表现量。

4 要求

4.1 外观

仪器外观应满足下列要求:

- a) 整机应完整,无伤痕和裂纹;
- b) 紧固件连接应牢固可靠,无松动现象;
- c) 金属制件表面不应有明显瑕疵出现。

4.2 性能

仪器测量参数下列性能应符合表 1 的规定。

表 1 仪器测量参数的性能要求

序号	测量参数	准确度(相对偏差或绝对偏差)	精密度(变异系数 CV 或标准差 SD)	线性	稳定性	携带污染率
1	Na ⁺	绝对偏差不超过 ±4.0 mmol/L;或 相对偏差不超过 ±3.0%	区间 130.0 mmol/L ~ 135.0 mmol/L, 要求 SD ≤ 2.0 mmol/L;或 区间 135.0 mmol/L ~ 150.0 mmol/L, 要求 CV ≤ 1.5%	线性区间: 100.0 mmol/L~180.0 mmol/L 相关系数(<i>r</i>): ≥0.995 线性偏差: $D_A \leq 4.0$ mmol/L 或 $D_C \leq 3.0\%$	≤2.0%	不超过 ±1.5%
2	K ⁺	绝对偏差不超过 ±0.15 mmol/L;或 相对偏差不超过 ±3.0%	区间 3.00 mmol/L~5.00 mmol/L 要求 SD ≤ 0.08 mmol/L;或 区间 5.00 mmol/L~6.00 mmol/L 要求 CV ≤ 1.5%	线性区间: 1.50 mmol/L~7.50 mmol/L 相关系数(<i>r</i>): ≥0.995 线性偏差: $D_A \leq 0.15$ mmol/L 或 $D_C \leq 3.0\%$	≤2.0%	不超过 ±1.5%
3	Cl ⁻	绝对偏差不超过 ±3.0 mmol/L;或 相对偏差不超过 ±3.0%	区间 90.0 mmol/L~100.0 mmol/L 要求 SD ≤ 1.5 mmol/L;或 区间 100.0 mmol/L~110.0 mmol/L 要求 CV ≤ 1.5%	线性区间: 80.0 mmol/L~160.0 mmol/L 相关系数(<i>r</i>): ≥0.995 线性偏差: $D_A \leq 3.0$ mmol/L 或 $D_C \leq 3.0\%$	≤2.0%	不超过 ±1.5%

表 1 仪器测量参数的性能要求 (续)

序号	测量参数	准确度(相对偏差或绝对偏差)	精密度(变异系数 CV 或标准差 SD)	线性	稳定性	携带污染率
4	iCa ²⁺	绝对偏差不超过 ±0.05 mmol/L;或 相对偏差不超过 ±5.0%	区间 0.87 mmol/L~1.33 mmol/L 要求 SD≤0.02 mmol/L;或 区间 1.33 mmol/L ~ 1.62 mmol/L 要求 CV≤1.5%	线性区间: 0.50 mmol/L~2.50 mmol/L 相关系数(r):≥0.995 线性偏差: D _A ≤0.05 mmol/L 或 D _C ≤5.0%	≤3.0%	不超过 ±2.0%
5	pH	绝对偏差不超过 ±0.04	区间 7.35~7.45 要求 CV≤0.3%	线性区间:6.80~7.80 相关系数(r):≥0.990 线性偏差: D _A ≤0.04	≤0.5%	不超过 ±1.0%
6	pCO ₂	绝对偏差不超过 ±5.0 mmHg;或 相对偏差不超过 ±5.0%	区间 35.0 mmHg~45.0 mmHg 要求 CV≤3.0%	线性区间: 20.0 mmHg~120.0 mmHg 相关系数(r):≥0.990 线性偏差: D _A ≤5.0 mmHg 或 D _C ≤8.0%	≤4.0%	不超过 ±3.0%
7	pO ₂	绝对偏差不超过 ±5.0 mmHg;或 相对偏差不超过 ±5.0%	区间 80.0 mmHg~100.0 mmHg 要求 CV≤3.0%	线性区间: 30.0 mmHg~420.0 mmHg 相关系数(r):≥0.990 线性偏差: D _A ≤7.5 mmHg 或 D _C ≤15.0%	≤4.0%	不超过 ±3.0%
8	Glu	绝对偏差不超过 ±0.33 mmol/L;或 相对偏差不超过 ±10.0%	区间 2.75 mmol/L~3.30 mmol/L 要求 SD≤0.17 mmol/L;或 区间 3.30 mmol/L~11.00 mmol/L 要求 CV≤5.0%	线性区间: 1.50 mmol/L~33.50 mmol/L 相关系数(r):≥0.975 线性偏差: D _A ≤0.33 mmol/L 或 D _C ≤10.0%	≤10.0%	不超过 ±5.0%
9	Lac	绝对偏差不超过 ±0.6 mmol/L;或 相对偏差不超过 ±12.0%	区间 0.6 mmol/L~5.0 mmol/L 要求 SD≤0.3 mmol/L	线性区间: 0.3 mmol/L~16.0 mmol/L 相关系数(r):≥0.975 线性偏差: D _A ≤0.6 mmol/L 或 D _C ≤12.0%	≤12.0%	不超过 ±6.0%

4.3 仪器功能

仪器功能满足下列规定:

- 仪器应能设置时间和日期;
- 仪器应具有校准/定标功能;
- 仪器应具有测量样本和液体质控的功能;
- 仪器应具有对测量数据保存和打印的功能。

4.4 安全

仪器安全应符合 GB/T 42125.1 及 YY 0648 中适用条款的规定。

4.5 环境试验

仪器环境试验应符合 GB/T 14710 中适用条款的规定。

4.6 电磁兼容

仪器电磁兼容应符合 GB/T 18268.1、GB/T 18268.26 中适用条款的规定。

5 试验方法

5.1 试验条件

仪器正常工作条件：

- 电源：交流 220 V±22 V, 50 Hz±1 Hz；
- 环境温度：15℃～30℃；
- 相对湿度：不大于 85%；
- 远离强度磁场干扰源。

注 1：5.1 中的条件与制造商的产品规定不一致时，以产品规定为准。制造商需在产品标准中说明。

注 2：对于二氧化碳分压($p\text{CO}_2$)、氧分压($p\text{O}_2$)的测试样品，其制备方法参考 YY/T 1784 中所述的气体张力法。

5.2 外观

目视检查，应符合 4.1 的规定。

5.3 性能

5.3.1 准确度

若有标准参考物质，样品应选用具有定值数据的标准参考物质，若无标准参考物质，样品可选用参考测量程序定值的准确度参考物质。样品浓度可参考医学决定水平，应至少包括分别可代表正常生理浓度和异常生理浓度的 2 个浓度水平。

仪器在正常工作条件下使用常规测试程序先进行校准，然后对相应定值参考物质连续测定 3 次，按式(1)计算相对偏差(B_r)或按式(2)计算绝对偏差 B_a ，如果 3 次结果都符合 4.2 的要求，即判定为合格，如果大于或等于 2 次的结果不符合，即判为不合格。如果有 1 次结果不符合要求，则应重新连续测试 20 次，并分别按照式(1)计算相对偏差(B_r)，式(2)计算绝对偏差(B_a)，如果大于或等于 19 次测试的结果符合 4.2 的要求，则准确度符合 4.2 的要求。

$$B_r = \frac{M - T}{T} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$B_a = M - T \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

B_r ——相对偏差；

M ——测试结果；

T ——定值参考物质的参考值；

B_a ——绝对偏差。

5.3.2 精密度

样品选用表 1 精密度所示浓度范围内的质控测试样品或人源样本。样品浓度可参考医学决定水平,应至少包括可代表正常生理浓度值水平。

仪器在正常工作条件下使用常规测试程序先进行校准,然后对相应测试样品连续测定 10 次,按式(3)分别求取对应测试液内各测量参数测定值的均值($\bar{x}$),再按式(4)或式(5)计算各测量参数测定值的标准偏差(SD)或变异系数(CV),结果应符合 4.2 的要求。

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \dots\dots\dots (3)$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \dots\dots\dots (4)$$

$$CV = \frac{SD}{\bar{x}} \dots\dots\dots (5)$$

式中:

$\bar{x}$ —— n 次连续测定值的均值;

n ——测定次数, $n=10$;

x_i ——各次测定值, $i=1\sim 10$;

SD ——标准偏差。

5.3.3 线性

样品选用浓度接近线性上下限的线性质控测试样品或人源样本至少 5 个浓度。最低浓度样品接近线性区间下限,最高浓度样品接近线性区间上限。

仪器在正常工作条件下使用常规测试程序先进行校准,然后对相应每一浓度测试样品分别连续测定 3 次,按式(6)分别求取对应测试液内各测量参数测定值的均值作为实测值(Y_j),各测量参数均得到一组不同浓度的实测值(Y_j)。

在各测量参数的一组不同浓度的实测值(Y_j)和与其对应的一组不同浓度的参考值(x)之间,首先用线性回归分析方法分别计算出各测量参数的线性回归参数 a (斜率)和 b (截距),导出各测量参数的线性回归方程 $Y=a \cdot x+b$ 。

对各测量参数均把已知的一组不同浓度的参考值(x)分别代入其对应的线性回归方程求取相应的一组线性回归值(Y)。

最后按式(7)或式(8)计算各测量参数的不同浓度的实测值(Y_j)相对线性回归值(Y)的绝对偏差绝对值(D_A)或相对偏差绝对值(D_C),及按式(9)或使用统计软件计算线性回归相关系数 r ,结果均应符合 4.2 的要求。

$$Y_j = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \dots\dots\dots (6)$$

$$D_A = |Y_j - Y| \dots\dots\dots (7)$$

$$D_C = \left| \frac{Y_j - Y}{Y} \right| \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

$$r = \frac{\sum (X_j - \bar{X}_j)(Y_j - \bar{Y}_j)}{\sqrt{\sum (X_j - \bar{X}_j)^2 \sum (Y_j - \bar{Y}_j)^2}} \dots\dots\dots (9)$$

式中:

Y_j ——实测值;

- n ——测定次数, $n=3$;
 x_i ——对应测试液的各次测定值, $i=1, 2, 3$;
 Y ——线性回归值;
 X_j ——不同浓度的参考值;
 $\overline{X_j}$ ——不同浓度参考值的均值;
 $\overline{Y_j}$ ——不同浓度实测值的均值。

5.3.4 稳定性

样品选用浓度为正常生理浓度范围内的质控测试样品或人源样本。

仪器在正常工作条件下使用常规测试程序先进行校准, 然后对相应测试样品进行测试, 分别在 0 h、4 h、8 h, 测试 1 次并记录下各测量参数的测定值, 各测量参数均分别得到 3 个测定值, 挑出其中的最大值 $X_{\max}$ 和 $X_{\min}$, 再按式(10)分别计算各测量参数的波动百分比(S_c), 应符合 4.2 的要求。

$$S_c = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{T} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (10)$$

式中:

- $X_{\max}$ ——最大测定值;
 $X_{\min}$ ——最小测定值;
 T ——标称参考值。

注: 测试样品无标称参考值时, T 可取 0 h、4 h、8 h 测定值的均值。

5.3.5 携带污染率

低值样品 L 选用接近线性区间下限的质控测试样品或人源样本, 高值样品 H 选用接近线性区间上限的质控测试样品或人源样本。

仪器在正常工作条件下使用常规测试程序先进行校准, 然后对相应测试样品分别交替进行测试。先对低值样品 L 连续测量 4 次($L_1 \sim L_4$), 接着对高值样品 H 连续测量 4 次($H_1 \sim H_4$), 最后再对低值样品 L 连续测量 4 次($L_5 \sim L_8$), 各参数均可得到 3 组测量值(即 2 组低浓度值与 1 组高浓度值), 然后按式(11)和式(12)将每相邻两组数值进行计算, 得到一个从低浓度到高浓度的携带污染率 C_{LH} 和一个从高浓度到低浓度的携带污染率 C_{HL} 应符合 4.2 的要求。

$$C_{LH} = \frac{(H_2 + H_3 + H_4)/3 - H_1}{(H_2 + H_3 + H_4)/3 - (L_2 + L_3 + L_4)/3} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (11)$$

$$C_{HL} = \frac{L_5 - (L_6 + L_7 + L_8)/3}{(H_2 + H_3 + H_4)/3 - (L_6 + L_7 + L_8)/3} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (12)$$

式中:

- C_{LH} 、 C_{HL} ——携带污染率;
 $L_1 \sim L_4$ ——第一组线性测试液 L 的第 1 次~第 4 次测量值;
 $L_5 \sim L_8$ ——第二组线性测试液 L 的第 1 次~第 4 次测量值;
 $H_1 \sim H_4$ ——每组线性测试液 H 的第 1 次~第 4 次测量值。

5.4 功能

按照使用说明书的使用方法和显示器的操作提示进行功能试验, 应符合 4.3 的规定。

5.5 安全

按照 GB/T 42125.1 及 YY 0648 中适用条款的试验方法进行, 应符合 4.4 的规定。

5.6 环境试验

按照 GB/T 14710 适用的试验程序和试验方法进行试验,应符合 4.5 的规定。

注:其中在做高温贮存、低温贮存、湿热贮存、振动试验和碰撞试验时,可撤出电极、泵管和试剂。

5.7 电磁兼容

按照 GB/T 18268.1、GB/T 18268.26 中适用条款的试验方法进行,应符合 4.6 的规定。

6 标签、标记和使用说明书

应符合 GB/T 29791.3 的规定。

7 包装、运输和贮存

7.1 总则

血气/电解质和代谢物分析仪的包装、贮运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

7.2 包装

包装所使用的图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

包装应能保证产品免受自然和机械性损坏。

包装箱内应附有使用说明书。

7.3 运输

按照制造商规定的要求进行运输。

7.4 贮存

按照制造商规定的要求进行贮存。

参 考 文 献

- [1] YY/T 0589—2016 电解质分析仪
 - [2] YY/T 1784 血气分析仪
 - [3] 医疗器械说明书和标签管理规定(国家食品药品监督管理总局第 6 号令)
-

广东省医疗器械管理学会
团 体 标 准
血气/电解质和代谢物分析仪
T/GDMDMA 0043—2025

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 17 千字
2025 年 5 月第 1 版 2025 年 5 月第 1 次印刷

*

书号: 155066 · 5-12115 定价 31.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



T/GDMDMA 0043—2025